



## **Raizer M® van liggend naar staand in slechts een paar minuten**

**Als uzelf of een naaste een valincident zou krijgen bestaat het risico om niet in staat te zijn om op te staan. De Raizer M® biedt hulp ter plaatse en kan worden uitgevoerd door iemand in de buurt ... een naaste ... een familielid ...**

**De Raizer M® is het meest geschikt voor gebruik in een privésituatie en kan door iedereen bediend worden.**

### **Hulp door iemand in de buurt en die snel aan je zijde komt**

De **Raizer M®** is een hefstoel die snel en efficiënt bij de gevallen persoon in elkaar kan worden gezet. In slechts een paar minuten wordt de gevallen persoon in een bijna staande positie gebracht én dit zonder de hulpverlener te belasten. Het is een inspannende taak en er moet misschien lang gewacht worden om hulp van buitenaf te krijgen.

Daarom biedt de Raizer M® hulp ter plaatse. **Deze hulp wordt uitgevoerd door iemand in de buurt en die snel aan je zijde komt.**

### **Geholpen worden door bijvoorbeeld een familielid betekent kwaliteit van leven**

Het voelt het meest onveilig en ongemakkelijk om lange tijd op de grond te liggen. Bovendien is het zeer stressvol en ongemakkelijk voor een relatie om getuige te zijn van een dierbare in deze kwetsbare en blootgestelde situatie. De **Raizer M® levert een substantiële bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van leven** omdat het veilig voelt om je te verplaatsen – zeker als je weet dat je gemakkelijk weer kunt opstaan – gewoon met de hulp van je partner/man/vrouw/kennis.

### **Voordelen**

- Mobiel apparaat dat iemand die gevallen is helpt en ondersteunt bij het opstaan
- Comfortabel en veilig voor de persoon die gevallen is
- Veilig ook voor de persoon die de lift opstelt. Geen risico op overbelasting
- Hefvermogen tot 150 kg
- Moeiteloze montage in slechts een paar minuten
- 4 identieke poten en 2 identieke rugleuningen maken montage eenvoudig en intuïtief
- **Altijd klaar voor gebruik – niet afhankelijk van elektriciteit**
- Ce-gemarkeerde mobiele hulp

### **Eenvoudig te gebruiken**

**De Raizer M® is het meest geschikt voor gebruik in een privésituatie en kan door iedereen worden bediend.** Er zijn geen speciale vaardigheden voor nodig om hem te bedienen en het kan niet verkeerd worden gemonteerd. Poten en rugleuningen passen alleen daar waar ze thuishoren, en duidelijke montage-indicatoren controleren of de onderdelen correct zijn gemonteerd. De stoel wordt bediend door middel van een slinger – op een ergonomisch correcte manier en zonder belasting van de helper. **Het tilproces met de slinger wordt uitgevoerd in het tempo dat u zelf kunt bepalen. U kunt op elk moment de slinger loslaten en een pauze nemen, zonder risico dat de stoel beweegt.**



## Veilig tillen vanaf de vloer

Met de hulp van een familielid zult u ervaren dat het tillen met de **Raizer M® vrij ontspannen is**. U zit comfortabel, veilig gestabiliseerd door een veiligheidsgordel en dankzij de hoofdsteun (optionele uitrusting) zal er tijdens de lift geen belasting op uw nek zijn.

## Raizer M is altijd stand-by en klaar voor gebruik

- Altijd klaar om een lift uit te voeren wanneer het nodig is
- **Niet afhankelijk van elektriciteit of het opladen van een batterij**
- Gemakkelijk mee te nemen door het huis en het kan worden opgeborgen in een kast wanneer het niet in gebruik is.
- Kan op de meeste plaatsen worden gemonteerd en neemt niet veel ruimte in beslag voor, tijdens of na de montage.
- De slinger kan aan beide zijden van de stoel worden geplaatst en bediend zodat er voldoende ruimte is.

## Drie stappen naar een veilige en ergonomisch correcte lift De Raizer M® hefstoel wordt in drie stappen bediend:

1. Montage van de hefstoel rond de gevallen persoon is
2. Bevestiging van de veiligheidsgordel
3. Het draaien van de slinger om de hefstoel op te tillen

## Accessoires

- Hoofdsteun (aanbevolen)
- Draagtas voor rugleuningen, poten en crankhandvat
- Hoes voor de stoel
- Tram
- Driewiel voor de trolley
- Fietsbeugel
- Extra veiligheidsgordel voor het stabiliseren van de romp
- Muurbeugel
- Hygiëne hoes
-



## Verwijzingen

- [Raizer M brochure](#)
- [Download Raizer M Gebruikershandleiding](#)

## Over valincidenten

De meest voorkomende soort ongevallen onder ouderen is vallen. Er zijn veel oorzaken, maar verminderde spierkracht en verzwakte zintuigen, zoals bijvoorbeeld gezichtsvermogen en andere vitale functies, beïnvloeden direct het risico op vallen.

Vallen is niet alleen een fysieke belasting. Het kan ook fysiologische en sociale effecten hebben, omdat het heel gewoon is om je onzekerder te voelen na een valongeval. Elk jaar raken minstens 110.000 Deense mensen gewond, maar studies tonen aan dat er veel meer valongevallen zijn zonder ernstig letsel.

Ouderen die één keer zijn gevallen, lopen een groter risico om binnen een jaar 2 of 3 keer te vallen. Daarom is het belangrijk om niet alleen de juiste hulpmiddelen te bieden wanneer u hulp nodig heeft om weer op te stijgen na een val. Maar ook om te beschermen tegen het risico om thuis te vallen. Het is vooral handig om je spierkracht te trainen om vallen te voorkomen.

## Contact

**Quote** over het hebben thuis van een **Raizer M®**: “Nu maak ik me geen zorgen meer dat ik kan vallen omdat ik weet dat ik meteen hulp kan krijgen en dat zelfs van mijn eigen partner/vrouw/man/kennis”.

**Neem vandaag nog contact op met Care Supply voor meer informatie over de Raizer M® - [info@caresupply.be](mailto:info@caresupply.be) –**