



## Raizer II®

**Gepatenteerde hefstoel RAIZER II® van LiftUp, is een snelle en veilige oplossing om een cliënt die gevallen is weer overeind te helpen, naar zitten of tot praktisch staan.**

### Gelijke kansen

Elke dag vallen er mensen in zorginstellingen en in thuissituaties, ze zijn dan afhankelijk van hulp. Dit is echter voor de zorgverlener niet zonder risico's. Als je bedenkt dat men niet meer dan 25kg zou mogen tillen. Met de **RAIZER II®** van LiftUp, die simpel in elkaar gezet en bediend kan worden door één persoon, is de cliënt binnen een paar minuten weer overeind geholpen.

### Eenvoudige bediening

Met de **RAIZER II®** kan de zorgverlener veilig en met minimale fysieke belasting werken. Door de eenvoudige bediening middels de afstandsbediening (optioneel verkrijgbaar) kan men tegelijkertijd ondersteunende handelingen verrichten. De **RAIZER II®** is een perfecte oplossing voor de zorgverlener in de thuiszorg, ambulance diensten en voor alle zorgverleners binnen de zorginstellingen. De **RAIZER II®** is gemakkelijk te dragen en verplaatsen. De **RAIZER II®** wordt simpel in elkaar geklikt bij de cliënt die gevallen is. Hij werkt op een accu en kan geleverd worden met een afstandsbediening.

### Veiligheid boven alles

Voor iemand die valt is het van grootste belang dat de zorgverlener een gevoel van veiligheid creëert bij het weer overeind helpen. Met De **RAIZER II®** houdt de cliënt contact met de vloer en heeft hij zowel fysiek als ook oogcontact met de zorgverlener.

Voor de zorgverlener is het prettig om zonder fysieke belasting een cliënt tot 150kg. weer overeind te kunnen helpen.

De **RAIZER II®** werkt zonder schokken en zeer geleidelijk wat als zeer prettig en comfortabel wordt ervaren.

Tevens is de **RAIZER II®** voorzien van een veiligheidsgordel.

## Specificaties

Lift capaciteit:	Max 150kg
Lift tijd:	20-30 sec
Gewicht:	Zitgedeelte: 9 kg, poten en rug gedeelte 4kg, totaal 13kg.
Oplader :	(2 stuks) 12V, 100-240V en 12V auto adapter
Aantal tilmomenten:	40 bij max. gewicht, naarmate cliënt lichter is, zal het aantal toenemen met een maximum tot 100 momenten
Oplaadtijd:	Max. 6 uur
Opladen lege accu:	10-15min = 1 transfer

## Voordelen

- Mobiele stoel om een cliënt vanaf de grond tot zit of praktisch tot staan te brengen
- Minimale fysieke belasting, comfortabel en minder risico's voor zorgverlener
- Comfortabel voor cliënt (geen getrek aan ledematen)
- Werkt vloeiend en zeer geleidelijk
- Gemakkelijk mee te nemen in max. 3min.
- Geen onnodig risico's op blessures en hierdoor minder ziekteverzuim.
- Eenvoudig schoon te maken.
- CE-gekeurd.
- Gepatenteerd.